

Presentamos la primera experiencia auditiva verdaderamente personalizada gracias a **M&RIE***
(Micrófono & Auricular-En-El-Oído)



*Audífono con todas las funcionalidades. Con M&RIE (Micrófono y Auricular En-El-Oído) y otros dos micrófonos direccionales.

Sonido adaptado a cada individuo

No hay dos oídos iguales. Debido a esto, cada persona procesa los sonidos de manera diferente. Beltone Imagine tomó esto en cuenta y creó el único audífono RIE que realmente ofrece sonido como lo escuchamos naturalmente. La nueva función M&RIE funciona con la forma y los contornos de cada oído individual para proporcionar un sonido a medida, que ofrece a los usuarios la mejor calidad de sonido y les ayuda a detectar fácilmente de dónde proviene el sonido.

El innovador diseño M&RIE coloca un tercer micrófono dentro del canal auditivo como parte combinada del auricular. Además, se colocan dos micrófonos tradicionales en la parte superior del audífono. Las personas que usan Beltone Imagine ahora pueden concentrarse exactamente en lo que quieren escuchar, sin perderse los otros sonidos que les rodean. Con la ayuda de Beltone Imagine, tus clientes pueden escuchar su propio sonido personalizado a través de sus propios oídos.

